



**Frottis « général » E-Swab « bouchon rose » 2 ml**

Convient pour :

- **Examen direct** (Gram, Score de Nugent)
- **Antigène** Strepto A
- **Culture** aérobie/anaérobie (y compris levure, *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum*)
- **PCR** (*Chlamydia trachomatis*/gonocoque, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, *Herpès simplex virus* ...)



**Frottis « fin » E-Swab « bouchon orange »**

Convient pour :


- Frottis naso-pharyngé
- Frottis Ophtalmo, ORL, urétral
- **Examen direct** (gram)
- **Antigènes** (virus respiratoires)
- **Culture** aérobie/anaérobie (y compris levure)
- **PCR** (bactéries/virus)



**Frottis fin « pédiatrique » E-Swab « bouchon bleu »**

Convient pour :

- Frottis naso-pharyngé
- **Antigènes** (virus respiratoires)
- **PCR** (bactéries/virus respiratoires)



### Frottis Vacuette

Convient pour :

- Frottis naso-pharyngé
- **PCR** (virus respiratoires : SARSCoV2 - Influenza - RSV)



### Frottis « MRSA »

Kit de prélèvement pour **dépistage MRSA** nez, gorge et plis



### Frottis « LIM »

Uniquement destiné au :

- **Dépistage** vaginal/rectal du **Strepto B**